



NexxZr.T Multi & NexxZr.+ Multi

Explore multi zirconia.  
Experience esthetics.

Explore multi zirconia.  
Experience esthetics.

# NexxZr® T Multi



Ästhetik  
★★★★

Indikationsspektrum  
★★★★★

1


**Fließender Farb- und Transluzenzverlauf**  
Multifunktionale Ästhetik

2

**Hohe Festigkeit**  
Breite Indikationsvielfalt

3

**Hochqualitativer Herstellungsprozess**  
Spannungsfreies Sintern ohne Verzug und hohe Passgenauigkeit



**Typ/Klasse:**

Typ II/Klasse 5

**Indikationen:**

- › Einzelzahnrestaurationen
- › 3-gliedrige Brücken
- › Mehrgliedrige Brücken

**Verarbeitungstechnik:**

- › Infiltrationstechnik
- › Maltechnik
- › Cut-Back-Technik
- WAK<sub>Keramik</sub> < 10,0 x 10<sup>-6</sup>/K

**Geometrien:**

W-98, Z-95

**Höhen:**

16, 20 mm

**Farben:**

BL1, BL2, BL3, BL4, A1, A2, A3, A3.5, A4,  
B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4



Ästhetik

\*\*\*\*\*

Indikationsspektrum

\*\*\*\*

# NexxZr<sup>®</sup>+ Multi

1

## Natürlicher Farbverlauf

Effiziente Herstellung natürlich wirkender Restaurationen

2

## Speziell eingestellter Transluzenzverlauf

Gute Abdeckkraft im Zervikal- und eine erhöhte Transluzenz im Inzisalbereich

3

## Hohe Festigkeit

Einzelzahnrestaurationen bis dreigliedrige Brücken

5Y-TZP

**630 MPa**


49 % Transluzenz

Durchschnittswerte

4Y-TZP

**880 MPa**

46 % Transluzenz



Inzisal  
**3,2 mm**

Inzisal  
**4 mm**

Mischung  
**3,2 mm**

Mischung  
**4 mm**

Dentin  
**9,6 mm**

Dentin  
**12 mm**

**16 mm Disc**

**20 mm Disc**

**Typ/Klasse:**

Typ II/Klasse 4

**Indikationen:**

- › Einzelzahnrestaurationen
- › 3-gliedrige Brücken

**Verarbeitungstechnik:**

- › Infiltrationstechnik
- › Maltechnik
- › Cut-Back-Technik
- WAK<sub>Keramik</sub> < 9,9 x 10<sup>-6</sup>/K

**Geometrien:**

W-98, Z-95

**Höhen:**

16, 20 mm

**Farben:**

A1, A2, A3, B1, B2, C2, D2

## NexxZr T Multi



Einzelzahnrestauration bis mehrgliedrige  
Brücken - alles mit einem Material

**NexxZr T Multi**  
Ein multilayer Zirkoniumoxid  
mit multifunktionaler Ästhetik  
und breiter Indikationsvielfalt



## NexxZr+ Multi



Natürlicher Farb- und Transluzenzverlauf

**NexxZr+ Multi**  
Ein multilayer Zirkoniumoxid  
mit natürlicher Ästhetik



## Weitere Topprodukte



### NexxZr Tool D

Dentale Hochleistungs-Fräser  
aus Premium-Hartmetall  
mit ultraharter, nanokristalliner  
Diamantbeschichtung



### NexxZr T

Ein Zirkoniumoxid mit mittlerer  
Transluzenz und hoher  
Biegefestigkeit für eine Vielfalt  
an Indikationen und  
Verarbeitungsmöglichkeiten



### PMMA Disc Multi

Hochvernetztes Polymethyl-  
methacrylat mit integrierten Farb-  
verlauf zur Herstellung CAD/  
CAM-gefertigter Provisorien



### WAX Disc

Synthetische Wachsscheibe  
zur Herstellung CAD/CAM-  
gefertigter Wachsobjekte

### Sales & Technical Support EMEA

EC Representative AB Ardent  
Generatorgatan 8, 195 60 Arlandastad, Sweden  
T: +46 8 594 412 57, E: info@sagemax.com  
sagemax.com